

Květen s Fagronem

Newsletter 05/2017



Přinášíme vám čerstvé novinky z Fagronu přímo k Vám.

Informace o akcích a aktuálních nabídkách budete mít z první ruky a nic vám neunikne.

Slunečné dny Vám přeje

Váš Fagron

Polysan s olivovým olejem - návrat k tradici

Olivový olej ve formě hojivé emulze

Kombinace hořčičku s olejem zklidňuje a promašťuje suchou pokožku a ochraňuje ji před vlivy prostředí.



Přípravek má účinky protizánětlivé, mírně adstringentní, chladivé a slabě promašťující. Používá se u ekzému, kožních erytémů, solárních dermatitid, lehkých forem popálenin, erysipelu. Po nanesení na kůži se dobře roztírá. Můžete předepisovat jako magistraliter (Emulsio polysani cum oleo olivae).

K objednání [ZDE](#) ve velikostech 100g, 500g a 1000g.



Gelový alkoholový dezinfekční prostředek **SpiHandmax gel** k hygienické dezinfekci rukou

Ve variantách balení:
150 ml a 50 ml s dávkovačem

- ✓ zbaví vás rychle bakterií a virů bez použití mýdla a vody
- ✓ použití bez oplachování, rychleschnoucí, zanechává svěží pocit
- ✓ vysoce účinný nepostradatelný pomocník na cesty
- ✓ obsahuje látky péstící a ošetřující pokožku
- ✓ neobsahuje barviva a parfémy

Upozornění: Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje uvedené na obalu a připojené informace o přípravku.

Více informací u našich telefonních operátorek na 800 138 759.

Květnové výhodné ceny



Seznam akčního zboží s ohroženou expirací je nově aktualizován k datu **12. 5. 2017**.

Seznam ke stažení [ZDE](#).

Obsah:

Polysan
Akce 3+1 SpiHandmax
Výprodejové položky
Na co se ptáte
Peroxid akce 4+1
Aktuálně v nabídce

Tento newsletter vydává
Fagron CZ
Fagron a.s.
Holická 1098/31m
779 00 Olomouc
inovace@fagron.cz
zelená linka 800 138 759



„NA CO SE NÁS PTÁTE?“

Potřebujete na žádost lékaře připravit tekutý sirup pro dětského nebo geriatrického pacienta? Víme, jak na to jednoduše, rychle a efektivně. Využijte pro přípravu základy [SyrSpend® SF](#), směs pomocných látek určených pro individuální přípravu.

Pro látky stabilní v zásaditém pH, jako [omeprazol](#), použijte [SyrSpend® SF ALKA](#). Pro ostatní využijte [SyrSpend® SF PH4](#).



ZEPTEJTE SE ODBORNÍKŮ

[SyrSpend® SF PH4](#) nabízíme ve variantě:

- 1.LIQUID - tekutá forma, do které jen přidáte léčivou látku
- 2.PRÁŠEK K REKONSTITUCI - prášková forma k naředění neobsahuje konzervační látky, je proto vhodná i pro novorozenecká oddělení a pacienty se zvýšenou citlivostí na konzervanty.

Po naředění se uchovává v lednici.

Například v publikované studii z dubna loňského roku najdete řadu odzkoušených stabilit: [Stability of Atenolol, Clonazepam, Dexamethasone, Diclofenac Sodium, Diltiazem, Enalapril Maleate, Ketoprofen, Lamotrigine, Penicillamine-D, and Thiamine in SyrSpend SF PH4 Oral Suspensions. Polonini et al. Int J Pharm Compd. 2016 Mar-Apr;20\(2\):167-74.](#)

AKTUÁLNĚ V NABÍDCE

Carbathopendecinium bromidum

Zařazení: Antiseptika a dezinficiencia, ATC: D08AJ

Pro přípravu krémů využijte základ [BasiFarm® cremor](#)¹. Při přípravě očních kapek můžete využít náš sortiment mikrobiálních filtrů nebo lahviček s pojistkou originality.

¹ Basiscreme DAC – nový krémový základ pro magistraliter přípravu II. Hašek. Prakt. lékáren. 2014; 10(6): 221–225

Sulfur ad usum externum

Zařazení: Dermatologika, antiparazitika, ATC: D10AB02, D11AC08, P03AA

Síra pro vnější použití se často připravuje ve formě past a tekutých zásypů.

Phenobarbitalum natricum

Zařazení: Barbituráty, ATC: N03AA02

Sodná sůl fenobarbitalu ve formě bílého krystalického hygroskopického prášku. Je snadno rozpustná ve vodě prosté oxidu uhličitého, dobře rozpustná v lihu 96%, prakticky nerozpustná v dichlormethanu a v etheru.

Při přípravě do tobolekových směsí doporučujeme jako plnivo zvolit škrobovou směs prachů [AmylFarm®](#) se sníženým podílem laktózy.

Pentravan®

Transdermální krémový základ umožňující dobré pronikání léčiv pokožkou. Kompatibilní pro zapracování hormonů (př. Testosteron, Progesteron, Estradiol), analgetik (př. Diclofenac Na, Carbamazepin) nebo anestetik (př. Lidocain, Tetracain).

Pro odměření dávky krému se silně účinnými látkami doporučujeme adjustaci do kelímku [TopiClick®](#), který umožňuje odměření dávky krému a pohodlné nanášení krému pacientem pomocí vyklenutého aplikátoru.

Peroxid vodíku 3% TMD



Peroxid vodíku 3% TMD Kožní sprej, roztok 100 g

Účinné antiseptikum k ošetření drobných ran a oděrek, menších řezných ran a bodnutí hmyzem

- ✓ Ošetření přímo na ránu
- ✓ Rovnoměrné pokrytí rány roztokem
- ✓ Komfortní a hygienické použití
- ✓ Praktické balení na cesty

Akce platí od 9. 5. do 30. 9. 2017 nebo do vyprodání zásob.

Žádejte u svých velkodistributorů Alliance Healthcare s.r.o. a PHOENIX lékárenský velkoobchod, a. s. nebo využijte objednávky přes Fagron e-shop.