

# Červen s Fagronem

Newsletter 06/2017



Náš sortiment kosmetiky, doplňků stravy a volně prodejných léčiv se v červnu rozrostl o velmi kvalitní zdravotnický prostředek používaný v Belgii, Španělsku nebo Nizozemsku. **Nourisil™ MD** je silikonový gel k péči o staré a nové jizvy a jeho předností je, že ho mohou používat děti i dospělí.

V létě jistě pacienti s jizvami ocení, že po nanesení **Nourisil™ MD** gelu ho mohou překrýt opalovacím krémem. Navíc oproti jiným silikonovým přípravkům obsahuje přídatek vitamínu E.

#### **Nourisil™ MD:**

- zplošťuje, změkčuje a zjemňuje vyvýšené jizvy
- odstraňuje svědění spojené s jizvami
- zmírňuje začervenání a nežádoucí tmavnutí jizvy
- předchází vzniku abnormálních či nadměrných jizev

**Nourisil™ MD** objednávejte již dnes v praktickém 30 g balení s pumpičkou přímo na našem e-shopu nebo u distributorů.

Více informací a objednávka [ZDE](#).

#### Obsah:

Nourisil  
Akce 3+1 SpiHandmax  
Výprodejové položky  
Na co se ptáte  
Peroxid akce 4+1  
Novinky v sortimentu

#### Tento newsletter vydává

Fagron CZ  
Fagron a.s.  
Holická 1098/31m  
779 00 Olomouc  
inovace@fagron.cz  
zelená linka 800 138 759

Využijte **VÝHODNÉ** letní nabídky (snížení ceny o 40% i více) pro zboží se zkrácenou expirací pro pacienty, kteří budou Vámi připravené přípravky ihned užívat.

Tip:

[Latanoprost, 5mg](#)

Léčivá látka určená pro galenickou přípravu na základě povolení výjimky MZ.

Vhodné pH pro stabilitu latanoprostu: 5 (kyselejší pH doporučujeme alkalizovat pomocí 20% roztoku NaOH)  
Kompatibilní základy pro přípravu: Espumil™ (směs pomocných látek), karmelosový roztok, Ethanololum 60%

Využijte data z provedených stabilit: Latanoprost 0,005% + Minoxidil 5% v Espumil™: 30 dní (2-8°C). Použitý obal: [Pěnový disperzor](#)

[Cremor anionicus, 500 g](#)

Lékopisný hydrofilní masťový základ pro galenickou přípravu je oblíbený v dermatologii v případě, je-li žádoucí lehký, ne příliš mastný, vodou smývateľný krémový základ<sup>1</sup>.

V AKCI nyní nabízíme 500 g balení se zkrácenou expirací, vhodná obzvlášť pro pacienty, kteří na léto potřebují dostatečné množství lehkého krémového základu na promazávání celého těla.

<sup>1</sup>Hašek. Aniontový krém v magistraliter receptuře. Prakt. lékáren. 2013; 9(1): 18–22.

**Kompletní aktuální seznam naleznete [ZDE](#).**



## „NA CO SE NÁS PTÁTE?“

**S jakou formou nitrofurantoinu byla provedena stabilita se SyrSpend® SF PH4 a jak se postupuje při přípravě se základy SyrSpend® SF PH4 ? Mohou je i pacienti, kteří netolerují lepek nebo laktózu?**

Stabilita byla provedena s makrokrytalickou formou nitrofurantoinu. Publikovaná data pro koncentraci 2 mg/ml můžete dohledat ve článku: [Stability of Alprazolam, Atropine Sulfate, Glutamine, Levofloxacin, Metoprolol Tartrate, Nitrofurantoin, Ondansetron Hydrochloride, Oxandrolone, Pregabalin, and Riboflavin in SyrSpend SF PH4 Oral Suspensions](#). Int J Pharm Compd. 2017 May-Jun;21(3):255-263.

Protokol přípravy dle článku se základy [SyrSpend® SF PH4](#) (liquid):

- Zkontrolovat a spočítat navážku
- Odvážit požadované množství léčivé látky
- Pokud je vhodné, rozdrobnit léčivou látku
- Léčivou látku navlhčit malým množstvím [SyrSpend® SF PH4](#) (liquid) a vymíchat do homogenní pasty.
- Postupně přidávat základ [SyrSpend® SF PH4](#) (liquid), po každém přidání důkladně promíchat.
- Doplnit [SyrSpend® SF PH4](#) (liquid) do finálního množství. (Hustota SyrSpend® SF PH4 (liquid) 1.005 g/ml)
- Adjustovat do lékovky, důkladně uzavřít a označit.

Při použití základu [SyrSpend® SF PH4](#) (prášek pro rekonstituci) se pomocné a léčivé látky smíchají a doplní čistou vodou do 100 ml. (Hustota [SyrSpend® SF PH4](#) (prášek pro rekonstituci) 1.012 g/ml)

Základy [SyrSpend® SF PH4](#) neobsahují laktózu ani lepek. Práškový základ [SyrSpend® SF PH4](#) (prášek pro rekonstituci) neobsahuje ani konzervační látky.

## Novinky v sortimentu

### [Nourisil™ MD, 30g](#)

Nourisil™ MD je ultra-lehký, transparentní, samoschnoucí silikonový gel, který byl vyvinut pro prevenci a péči o nové i staré keloidní a hypertrofické jizvy vzniklé běžnými chirurgickými zásahy, řeznými ranami, poraněními nebo popáleninami. Nourisil™ MD je zdravotnický prostředek, obsahuje směs pěti silikonů a vitamínu E. Čtěte příbalovou informaci.

### [Xylomethazoni hydrochloridum, 5g](#)

Zařazení: Dekongescenční látky (ATC: R01AA07, R01AB06, S01GA03, S01GA53)  
Alfa - sympatomimetikum xylometazolin má vazokonstrikční účinky a tím snižuje otok výstelky sliznic. S jeho použitím se setkáme nejčastěji při přípravě nosních přípravků pro topickou aplikaci. Pro adjustaci nosních roztoků doporučujeme opatřit lékovku nosním aplikátorem. Při přípravě mastí nebo emulzí můžete zvolit krátký nosní aplikátor na kelímky.

[Lékovky s nosním aplikátorem](#) ošetřené ionizačním zářením nově na Váš požadavek zařazujeme v balení po 20 kusech.

Lékovka ION 10 ml s nosním aplikátorem, 20 ks v balení

## Peroxid vodíku 3% TMD

Kožní sprej, roztok 100 g



AKCE 4 + 1

Účinné antiseptikum k ošetření drobných ran a oděrek, menších řezných ran a bodnutí hmyzem

- ✓ Ošetření přímo na ránu
- ✓ Rovnoměrné pokrytí rány roztokem
- ✓ Komfortní a hygienické použití
- ✓ Praktické balení na cesty

## SpiHandmax gel

Gelový alkoholový dezinfekční prostředek k hygienické dezinfekci rukou



AKCE 3 + 1

Ve variantách balení:  
150 ml a 50 ml s dávkovačem

- ✓ zbaví vás rychle bakterií a virů bez použití mýdla a vody
- ✓ použití bez oplachování, rychleschnoucí, zanechává svěží pocit
- ✓ vysoce účinný nepostradatelný pomocník na cesty
- ✓ obsahuje látky péstící a ošetřující pokožku
- ✓ neobsahuje barviva a parfémy

Upozornění: Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje uvedené na obalu a připojené informace o přípravku.

Žádejte u svých velkodistributorů Alliance Healthcare s.r.o. a PHOENIX lékárenský velkoobchod, a. s. nebo využijte objednávky přes Fagron e-shop.

